

AVVISO IMPORTANTE

RETTIFICA RELATIVA ALLA RICARICA

Per ricaricare le batterie dello scooter, seguire **ESCLUSIVAMENTE** le istruzioni fornite in questo avviso. Il testo originale contenuto nel manuale di istruzioni in relazione alla ricarica delle batterie dello scooter decade.

La presente rettifica è parte integrante del manuale di istruzioni degli scooter.

Si consiglia vivamente di leggere con attenzione questo avviso. Per eventuali domande, rivolgersi al proprio rivenditore specializzato, che sarà lieto di fornire un supporto al riguardo.



Istruzioni di sicurezza



AVVERTENZA

Rischio di lesioni e di danni da incendio

- Utilizzare esclusivamente la batteria / le batterie e il caricabatterie forniti con il prodotto. L'uso di qualunque altra batteria o caricabatterie può essere pericoloso (pericolo di incendio).
- Per un'eventuale sostituzione, rivolgersi al proprio rivenditore specializzato.
- Non aprire o modificare in alcun caso la batteria, il caricabatterie, i cavi o gli spinotti, e non modificare alcun punto di collegamento!
- Il caricabatterie è studiato unicamente per caricare la batteria / le batterie fornite con lo scooter, e nessun'altra.
- Proteggere la batteria e il caricabatterie da fiamme, temperature elevate ($> 50\text{ }^{\circ}\text{C}$), umidità, luce solare diretta e forti urti (dovuti ad esempio a cadute). **NON** utilizzare la batteria se è stata esposta a tali condizioni.
- Caricare la batteria con il caricabatterie fornito; eseguire l'operazione al coperto, in un'area ben ventilata e fuori dalla portata dei bambini.
- Non utilizzare alcuna prolunga per la ricarica.



ATTENZIONE

Rischio di lesioni

La durata delle batterie è minore o maggiore a seconda delle condizioni di utilizzo, del terreno e di guida.

Quando si pianifica un tragitto, tenere conto dello stato di carica della batteria. Prestare attenzione all'autonomia della batteria; vedere i dettagli tecnici riportati nel manuale di istruzioni.



ATTENZIONE

Rischio di danni alla batteria e/o di riduzione della sua durata

- Leggere il manuale di istruzioni del caricabatterie e osservare le relative linee guida per la sicurezza.
- Non interrompere il ciclo di ricarica, ma attendere che il caricabatterie segnali che la batteria è completamente carica; vedere il manuale di istruzioni del caricabatterie. Evitare la ricarica per brevi periodi. Nota: tale indicazione NON vale per le batterie al litio.
- Se la si scarica completamente, la batteria può danneggiarsi irreparabilmente. Accertarsi pertanto che la batteria venga ricaricata per tempo:
 - Con un uso intensivo (lunghe distanze, uso giornaliero continuo): ricaricare le batterie immediatamente dopo l'uso. Non interrompere il ciclo di ricarica.
 - Con un uso medio (brevi distanze, alcune volte alla settimana): ricaricare le batterie quando l'indicatore di carica indica al 50%. Non interrompere il ciclo di ricarica.
 - In caso di utilizzo ridotto o di rimessaggio: caricare le batterie una volta alla settimana. Non interrompere il ciclo di ricarica.
- La durata si riduce se la batteria viene esposta a condizioni di freddo estremo per un periodo di tempo più prolungato; vedere anche i dettagli tecnici riportati nel manuale di istruzioni.
- Accertarsi che tutti i punti di collegamento presenti sulla batteria e quello situato nel suo alloggiamento non siano arrugginiti o contaminati in altro modo.



- Proteggere la batteria dalle fonti di radiazioni elettromagnetiche intense.

Istruzioni per la ricarica

1. Spegnerlo lo scooter.
2. Collegare ANZITUTTO il caricabatterie a una presa elettrica a 230 V c.a.
3. Collegare il caricabatterie alla batteria.
4. Per la spiegazione degli indicatori presenti sul caricabatterie, fare riferimento al suo manuale.
5. Quando la batteria è completamente carica, scollegarla dal caricabatterie.
6. Scollegare il caricabatterie dalla presa, lasciarlo raffreddare e riporlo in un luogo asciutto.
7. Accendere lo scooter e verificare che tutte le luci dell'indicatore di stato della batteria siano illuminate.

i In caso di problemi che impediscano di caricare la batteria secondo le istruzioni riportate nel manuale del caricabatterie, rivolgersi al proprio rivenditore specializzato.

Quando la console di comando visualizza il codice di errore "Blocco della guida" dopo la ricarica, verificare che il caricabatterie sia scollegato. Questa misura di sicurezza evita di mettersi in movimento con il caricabatterie ancora collegato alla rete elettrica.

