

Altitude XXL

Seggiolone polifunzionale

Il seggiolone Altitude nella versione XXL, con larghezze seduta da 55 e 60 cm, ha una portata massima di 150 kg. La scocca imbottita e con rivestimento morbido, garantisce una minore pressione sul corpo e aumenta il comfort di seduta, anche in caso di uso prolungato. L'inclinazione del sedile può essere regolata da chi assiste, mentre l'appoggiagambe può essere regolato dall'utente stesso.



VERMEIREN
we care for you

Caratteristiche

- Cintura a 5 punti
- Altezza del sedile regolabile
- Ruote direzionali
- Sedile reclinabile fino a 40°

Colori



- *Cintura di sicurezza rimovibile*
- *Poggiatesta staccabile e regolabile*



*Option B52
asta porta flebo*

Prodotti pensati per te

VERMEIREN cerca sempre di trovare la migliore soluzione disponibile per soddisfare le tue esigenze personali. Siamo al passo con l'avanzare della tecnologia e in tal modo possiamo offrire prodotti più aggiornati. Questo è il risultato della nostra continua ricerca ed esperienza dal 1957.

Qualità garantita

Per quanto riguarda la qualità, il **Altitude XXL** è conforme alle norme più elevate, stabilite da enti certificati di fama mondiale.



Tavolo 378 (optional)

Dati tecnici

■ Larghezza totale	800 mm
■ Altezza totale	1280 - 1305 - 1330 mm
■ Lunghezza totale	1150 mm
■ Larghezza sedile	550 / 600 mm
■ Altezza sedile	570 - 595 - 620 mm
■ Angolo sedile	0° / 40°

■ Profondità sedile	510 mm
■ Altezza schienale	750 mm
■ Altezza bracciolo	230 mm
■ Peso	38 kg
■ Peso massimo dell'utente	150 kg
■ Informazioni aggiuntive	CE

Per le dimensioni in mm, peso in kg. Sono possibili delle tolleranze ammesse (15 mm - 1,5 kg).
Modifiche tecniche riservate. Immagini per il solo scopo illustrativo. Alcune funzionalità possono essere opzionali.

VERMEIREN Italia S.R.L.

Via Ramazzotti 12
20045 Lainate (MI)
Italia

www.vermeiren.it
info@vermeiren.it



**Per maggiori informazioni potete contattare
il rivenditore più vicino a voi.**

VERMEIREN
we care for you