



B L U M I L



Distribuito da





Sistema di Collegamento Brevettato



Gli accessori Blumil presentano una caratteristica incredibilmente unica: un sistema di collegamento brevettato. Non c'è bisogno di installare parti aggiuntive alla propria carrozzina. Basta premere un pulsante e il sistema elettrico fa il tutto resto per te. Dopo soli 5 secondi sei pronto a PARTIRE senza alcun bisogno di assistenza. Puoi essere completamente autonomo, indipendentemente da quanta forza hai nelle braccia e nelle mani.





B L U M I L -GO

**Modalità di velocità**

20 km/h

Autonomia

Fino a 30 km

Potenza

300 W

Batteria Removibile

Li-ion 280 Wh

Peso Totale

13 kg

Diametro della Ruota

8,5"

Luci

Luci LED integrate

Ruota

Pneumatica, senza camera d'aria, anti-foratura

Meccanismo di Collegamento

Completamente elettrico

Certificazione

CE, dispositivo medico
UE

Capacità di pendenza

Maggiore 10 %

Display LCD Digitale

Velocità attuale e modalità di velocità, livello di carica, distanza totale

Sistema di Frenata

Freno a tamburo e freno elettromagnetico





B L U M I L *SPORT*



Modalità di velocità

25 km/h
+ retromarcia

Autonomia

Fino a 60 km

Potenza

500 W

Batteria Rimovibile

Li-ion 14,5 Ah

Peso Totale

18 kg

Diametro della Ruota

12"

Luci

Potenti luci LEDx4

Ruota

Pneumatica con camera
d'aria

Certificazione

CE, dispositivo medico
UE

Capacità di pendenza

Fino al 14 %

Display LCD Digitale

Velocità attuale e
modalità di velocità,
livello di carica, distanza
totale, indicatore di luce,
velocità media, velocità
massima

Sistema di Frenata

Freno a disco





CERTIFICAZIONE



CERTIFICAZIONE

Blumil GO è un prodotto certificato. Come dispositivo medico, soddisfa tutti i requisiti previsti dalla legge nell'UNIONE EUROPEA. Il marchio CE stesso è garanzia di altissimi standard di sicurezza, qualità e fornisce informazioni e prove a tutti i consumatori.



MADE IN EUROPE

PRODOTTO IN EUROPA

Blumil GO è di altissima qualità. È prodotto nell'UE secondo i più alti standard.

Distribuito da

VERMEIREN Italia S.R.L.

Via Ramazzotti 12
20045 Lainate
Italia

www.vermeiren.it
info@vermeiren.it



Per maggiori informazioni potete contattare
il rivenditore più vicino a voi.