

Normandie XXL

Poltrona da riposo



VERMEIREN
we care for you

Comfort ottimale

Poltrona relax con schienale e appoggiatesta regolabili. Disponibile anche nella versione con ruote. I braccioli sono regolabili in altezza possono essere abbassati completamente per facilitare i trasferimenti. La forma anatomica e l'imbottitura in schiuma del sedile e dello schienale consentono di stare comodamente seduti anche per lunghi periodi di tempo.

Opzioni




Appoggiatesta



Braccioli per prelievo

Colori



Dati tecnici

Larghezza totale	890 mm
Altezza totale	1205 mm
Lunghezza totale	820 mm
Larghezza sedile	730 mm
Altezza sedile	510 mm
Angolo sedile	13°/40°

Prodotti pensati per te

VERMEIREN cerca sempre di trovare la migliore soluzione disponibile per soddisfare le tue esigenze personali. Siamo al passo con l'avanzare della tecnologia e in tal modo possiamo offrire prodotti più aggiornati. Questo è il risultato della nostra continua ricerca ed esperienza dal 1957.

Qualità garantita

Per quanto riguarda la qualità, il **Normandie XXL** è conforme alle norme più elevate, stabilite da enti certificati di fama mondiale.



Normandie XXL con ruote

Profondità sedile	490 mm
Altezza schienale	780 mm
Altezza bracciolo	0-220 mm
Peso	37,75 kg
Peso massimo dell'utente	350 kg
Informazioni aggiuntive	CE

Per le dimensioni in mm, peso in kg. Sono possibili delle tolleranze ammesse (15 mm - 1,5 kg). Modifiche tecniche riservate. Immagini per il solo scopo illustrativo. Alcune funzionalità possono essere opzionali.

VERMEIREN Italia S.R.L.

Via Ramazzotti 12
20045 Lainate (MI)
Italia

www.vermeiren.it
info@vermeiren.it



Per maggiori informazioni potete contattare
il rivenditore più vicino a voi.