



Inovys II L70

Sistema di seduta
modulare e granulare

VERMEIREN ha creato il sistema di
posizionamento L70 in combinazione con la
carrozzina Inovys II già esistente. Per le persone

costrette a una posizione seduta passiva,
l'Inovys L70 offre un comfort di seduta ideale.

I cuscini riempiti di polistirene presenti nello
schienale, nella seduta e nell'area delle gambe
garantiscono una distribuzione ottimale della
pressione e si adattano ai contorni del corpo.



VERMEIREN
we care for you

Comfort di seduta ottimale per utenti passivi in carrozzina.

VERMEIREN è in grado di offrirti una soluzione completa e altamente dinamica che garantisce il massimo supporto per tutto il corpo. Tutti gli elementi dei cuscini sono dotati di cerniera, in modo da poter essere facilmente rimossi e puliti.

L'**Inovys II L70** è inoltre equipaggiata con un poggiatesta completamente regolabile sia in altezza che in inclinazione, senza bisogno di attrezzi aggiuntivi. In opzione, è possibile montare anche un L58G, che assume automaticamente qualsiasi forma desiderata.

Un'ampia gamma di optional consente di adattare l'**Inovys II L70** alle esigenze e preferenze di quasi ogni utente.

⊕ Tutti i cuscini sono riempiti con granuli di polistirene elastico, che offrono un supporto perfetto al corpo e si adattano alla sua sagoma

⊕ Aggiungendo o riducendo i granuli di polistirene, è possibile aumentare o diminuire la pressione sui contorni del corpo.

⊕ Grazie alle varie possibilità di regolazione (testa, schienale, seduta e sezione gambe), la carrozzina può essere adattata in modo ottimale a ciascun utente.

⊕ I braccioli comfort offrono una sensazione di sicurezza e benessere che permette all'utente di rilassarsi completamente.

Regolazioni personalizzate sono perfettamente possibili grazie all'inclinazione regolabile della pedana, della sezione gambe, della seduta e dello schienale.

I freni a tamburo per l'accompagnatore e i freni di stazionamento aggiuntivi garantiscono all'utente di sedersi sulla carrozzina in totale sicurezza.

È disponibile in opzione una **fodera lavabile** in spugna grigia, che assicura una maggiore igiene durante l'uso quotidiano dell'**Inovys II L70**.



Passa a una posizione di riposo personalizzata grazie alle possibilità di regolazione indipendenti di seduta, schienale, pedana e sezione gambe.

3 scomparti granulari indipendenti



- Scomparto toracico -



- Scomparto della seduta -



- Scomparto delle gambe -

Ogni scomparto è dotato di cuscini riempiti di microsfere che offrono un supporto ottimale al corpo e ai suoi contorni.



Gli scomparti possono essere facilmente rimossi grazie alla pratica cerniera.



B12 - Tavolino



B20 - Cintura di sicurezza



B52 - Asta porta flebo



B54 - Panno/copertura



B74 - Freni a tamburo



B77 - Sistema antiribaltamento



B83 - Portabombola



L58G - Poggiatesta comfort



L71 - Braccioli granulari amovibili

Opzioni

Riempimento granulare



Per offrire il massimo comfort di seduta, **VERMEIREN** ha scelto una qualità premium di granuli, che raggiungono una densità fino a 15 kg per metro quadrato.

Ogni granulo ha un diametro compreso tra 3,6 mm e 5,6 mm e possiede un effetto isolante, creando una sensazione di comfort a contatto con il corpo umano. Questi granuli sono realizzati al 100% in polistirene espanso e sono certificati dall'Istituto Nazionale di Igiene come sicuri per la salute umana. I granuli sono riciclabili e, pertanto, garantiscono un'impronta ecologica minima.



Ricarica: Dopo un uso prolungato, potresti avvertire la necessità di aggiungere granuli ai tuoi cuscini, o al contrario, di ridurre la quantità, a seconda delle tue esigenze.

Contatta il tuo rivenditore **VERMEIREN** di fiducia e richiedi i granuli di ricarica per riempire i cuscini e migliorare nuovamente il posizionamento.

Cerchio completo

Se qualcosa deve muoversi, ha bisogno di ruote. E le ruote sono uno degli elementi chiave dei nostri prodotti. Un unico asse solido, combinato con raggi, cerchioni e una camera d'aria gonfiata.

È tutto ciò che serve per andare avanti. Molto semplice, ma assolutamente essenziale. Ed è proprio per questo che **VERMEIREN** ha deciso di produrre internamente questo elemento fondamentale.

Dati tecnici

■ Larghezza totale	680 - 730 mm
■ Altezza totale	990 - 1060 mm
■ Lunghezza totale	1280 mm
■ Angolo sedile	0° - 30°
■ Angolo pedana	73° - 107°
■ Altezza bracciolo	220 - 320 mm



Il materiale isolante offre una sensazione di calore e comfort durante la seduta.

Dalle piccole ruote anteriori alle grandi ruote posteriori, fino alle ruote in gomma piena per carrozzine elettriche... Ogni componente viene realizzato internamente, così da poter controllare da vicino la produzione e, ancor di più, garantire quella qualità costante di cui andiamo fieri.

Qualità garantita

Per quanto riguarda la qualità, il **Inovys II L70** è conforme alle norme più elevate, stabilite da enti certificati di fama mondiale.

■ Altezza sedile	510 - 580 mm
■ Altezza schienale	550 - 600 mm / 700 - 750 mm
■ Profondità sedile	460 - 520 mm
■ Peso	38 kg
■ Peso massimo dell'utente	135 kg
■ Informazioni aggiuntive	

Per le dimensioni in mm, peso in kg. Sono possibili delle tolleranze ammesse (15 mm - 1,5 kg). Modifiche tecniche riservate. Immagini per il solo scopo illustrativo. Alcune funzionalità possono essere opzionali.

VERMEIREN Italia S.R.L.

Via Ramazzotti 12
20045 Lainate MI
Italia

www.vermeiren.it
info@vermeiren.it



**Per maggiori informazioni potete contattare
il rivenditore più vicino a voi.**