

9062 XXL

Linea Bariatrica



Vaschetta WC in plastica, estraibile

La sedia da comodo 9062 XXL, dotata di morbidi rivestimenti, offre un comfort e un'igiene ottimali.

Lo schienale e il sedile sono fissi per garantire maggior stabilità e sicurezza.

Nr. Repertorio 239979/R

■ Larghezza totale	780 mm
■ Lunghezza totale	670 mm
■ Altezza totale	820 mm
■ Altezza sedile	500 mm
■ Larghezza sedile	600 mm
■ Peso	15 kg
■ Portata massima	175 kg
■ Colori	blu
■ Informazioni aggiuntive	CE

Per le dimensioni in mm, peso in kg. Sono possibili delle tolleranze ammesse (15 mm - 1,5 kg). Modifiche tecniche riservate. Immagini per il solo scopo illustrativo. Alcune funzionalità possono essere opzionali.

