

Bobby EVO

Carrozzina pieghevole da trasporto

Bobby EVO, carrozzina pieghevole ideale per il trasferimento. Leggera e facile da piegare in pochi secondi. I braccioli ribaltabili imbottiti e lo schienale pieghevole rendono questa carrozzina facile da riporre. Ruote anteriori e posteriori nere.



VERMEIREN
we care for you

Compatto e leggero

Bobby EVO è la carrozzina da trasferimento ideale, compatta, leggera e facilmente pieghevole.

- Braccioli ribaltabili
- Freni manuali
- Freno per accompagnatore
- Braccioli imbottiti
- Piatto pedana regolabile
- Cinturini ferma piedi regolabili

In vacanza, in aeroporto o in ospedale, un trasferimento dal punto A al punto B è facile con **Bobby EVO**.



Dati tecnici

■ Larghezza totale	460-490-550 mm
■ Altezza totale	900 mm
■ Lunghezza totale	1010 mm
■ Larghezza piegata	260 mm
■ Larghezza sedile	390-420 - 480 mm
■ Altezza bracciolo	200 mm

Prodotti pensati per te

Il nostro principio fondamentale è semplice: la tua carrozzina deve essere adattata a te, non viceversa. Ecco perché le nostre carrozzine sono evolutive e forniscono una risposta adeguata alle esigenze specifiche.

Tutti i tipi di carrozzina possono essere adattati, hanno numerose opzioni e possono essere completamente personalizzati in modo che ci sia un modello per ogni persona. Questo è il risultato della nostra continua ricerca ed esperienza dal 1957.

Qualità garantita

Per quanto riguarda la qualità, il **Bobby EVO** è conforme alle norme più elevate, stabilite da enti certificati di fama mondiale.



■ Altezza sedile	490 mm
■ Altezza schienale	440 mm
■ Profondità sedile	420 mm
■ Peso	12,4 kg
■ Portata massima	115 kg
■ Informazioni aggiuntive	CE

Per le dimensioni in mm, peso in kg. Sono possibili delle tolleranze ammesse (15 mm - 1,5 kg). Modifiche tecniche riservate. Immagini per il solo scopo illustrativo. Alcune funzionalità possono essere opzionali.

VERMEIREN Italia S.R.L.

Via Ramazzotti 12
20045 Lainate (MI)
Italia

www.vermeiren.it
info@vermeiren.it



Per maggiori informazioni potete contattare
il rivenditore più vicino a voi.

VERMEIREN
we care for you