



Eclips X4 Kids

Carrozzina leggera da bambino

Grazie al suo telaio in alluminio, la carrozzina Eclips X4 Kids vi offre leggerezza, maneggevolezza e robustezza. Ruote posteriori da 22"x1 3/8" piene krypton soft estraibili, ruote anteriori 6" piene krypton soft. Braccioli standard B02 o desk B03. B82 proteggi abiti in alluminio.



VERMEIREN
we care for you

Prodotti pensati per te

Il nostro principio fondamentale è semplice: la tua carrozzina deve essere adattata a te, non viceversa. Ecco perché le nostre carrozzine sono evolutive e forniscono una risposta adeguata alle esigenze specifiche.

Tutti i tipi di carrozzina possono essere adattati, hanno numerose opzioni e possono essere completamente personalizzati in modo che ci sia un modello per ogni persona. Questo è il risultato della nostra continua ricerca ed esperienza dal 1957.



**Braccioli con
proteggi abiti**



**Ruote posteriori ad
estrazione rapida**



Forcelle in alluminio




Pendane ribaltabili

Qualità garantita

Per quanto riguarda la qualità, il **Eclips X4 Kids** è conforme alle norme più elevate, stabilite da enti certificati di fama mondiale.

Colori



**Versione T30 con
ruote da transito da 12"**

Dati tecnici

■ Larghezza totale	490 / 500 / 550 mm
■ Altezza totale	820 - 980 mm
■ Lunghezza totale	830 - 1000 mm
■ Larghezza piegata	310 mm
■ Larghezza sedile	280 / 320 / 370 mm
■ Altezza bracciolo	150 - 180 mm

■ Altezza sedile	420 - 470 mm
■ Altezza schienale	350 - 400 mm
■ Profondità sedile	310 - 370 / 330 - 390 mm
■ Peso	15 kg
■ Peso massimo dell'utente	80 kg
■ Informazioni aggiuntive	 

Per le dimensioni in mm, peso in kg. Sono possibili delle tolleranze ammesse (15 mm - 1,5 kg).
Modifiche tecniche riservate. Immagini per il solo scopo illustrativo. Alcune funzionalità possono essere opzionali.

VERMEIREN Italia S.R.L.

Via Ramazzotti 12
20045 Lainate (MI)
Italia

www.vermeiren.it
info@vermeiren.it



**Per maggiori informazioni potete contattare
il rivenditore più vicino a voi.**