



bianco



Modello Alois a 3 motori


Sicurezza, funzionalità e design.
Questo letto si può abbassare sino a 200 mm da terra, per pazienti affetti dal morbo di Alzheimer. L'altezza massima è di 720 mm. Compatibile con la maggior parte dei solleva-malati sul mercato.

Accessori

- Pannelli Louis-Philippe
- Supporto per il telecomando
- Asta porta flebo indipendente



NR. REPERTORIO
48005/R



900x2000

1030

2050

200

720

no

31,7°

65°

-14,8°

140

Misure in mm, pesi in kg. Sono possibili delle differenze nelle dimensioni e nel peso (15 mm, 1,5° e 1,5 kg).