



Coraille XXL

Seggiolone polifunzionale

Il seggiolone Coraille nella versione XXL, con larghezze seduta da 55 e 60 cm, ha una portata massima di 150 kg. La scocca imbottita e con rivestimento morbido, garantisce una minore pressione sul corpo e aumenta il comfort di seduta, anche in caso di uso prolungato. L'inclinazione del sedile può essere regolata da chi assiste, mentre l'appoggiagambe può essere regolato dall'utente stesso.



Caratteristiche

- Cintura a 5 punti
- Altezza del sedile regolabile
- Ruote direzionali
- Sedile reclinabile fino a 40°

Colori



Option B52
asta porta flebo



• **Cintura di sicurezza rimovibile**
• **Poggiatesta staccabile e regolabile**



Ruote anteriori extra-large e robuste



Tavolo 378 (optional)

Prodotti pensati per te

VERMEIREN cerca sempre di trovare la migliore soluzione disponibile per soddisfare le tue esigenze personali. Siamo al passo con l'avanzare della tecnologia e in tal modo possiamo offrire prodotti più aggiornati. Questo è il risultato della nostra continua ricerca ed esperienza dal 1957.

Qualità garantita

Per quanto riguarda la qualità, il **Coraille XXL** è conforme alle norme più elevate, stabilite da enti certificati di fama mondiale.

Dati tecnici

■ Larghezza totale	800 mm
■ Altezza totale	1280 - 1305 - 1330 mm
■ Lunghezza totale	1150 mm
■ Larghezza sedile	550 / 600 mm
■ Altezza sedile	570 - 595 - 620 mm
■ Angolo sedile	0° / 40°

■ Profondità sedile	510 mm
■ Altezza schienale	750 mm
■ Altezza bracciolo	230 mm
■ Peso	46 kg
■ Peso massimo dell'utente	150 kg
■ Informazioni aggiuntive	CE

Per le dimensioni in mm, peso in kg. Sono possibili delle tolleranze ammesse (15 mm - 1,5 kg). Modifiche tecniche riservate. Immagini per il solo scopo illustrativo. Alcune funzionalità possono essere opzionali.

VERMEIREN Italia S.R.L.

Via Ramazzotti 12
20045 Lainate (MI)
Italia

www.vermeiren.it
info@vermeiren.it



Per maggiori informazioni potete contattare
il rivenditore più vicino a voi.