

VERMEIREN, produttore di carrozzine dal 1957, gioca un ruolo importante nel settore medicale. Negli anni, il team Vermeiren Group si e' specializzato nella produzione di carrozzine, letti domiciliari, poltrone, sedie relax e ogni altro prodotto che possa essere necessario alla persona per aiutarlo nella sua autonomia e mobilità'.



Per le dimensioni in mm, peso in kg. Sono possibili delle tolleranze ammesse (15 mm - 1,5 kg). Modifiche tecniche riservate. Immagini per il solo scopo illustrativo. Alcune funzionalità possono essere opzionali.



VERMEIREN Italia S.R.L.
Via Ramazzotti 12 - 20045 Lainate (MI) - Italia
info@vermeiren.it - www.vermeiren.it

VERMEIREN
we care for you

Altima

PREMIUM ROLLATOR

MUOVITI CON LEGGEREZZA,
VIVI IN MODO COMFORTEVOLE

Ritrova la tua sicurezza e goditi una maggiore indipendenza con il rollerator **Altima**. Progettato per garantire comfort, praticità e facilità d'uso, Altima è un rollerator a quattro ruote leggero e pieghevole, realizzato in alluminio resistente, che lo rende facile da manovrare, trasportare e riporre.

Per un comfort ottimale, Altima è dotato di una seduta extra confortevole e di uno schienale rimovibile in materiale morbido, che consente all'utente di concedersi una pausa in qualsiasi momento. L'elegante borsa portaoggetti rimovibile offre inoltre ampio spazio.



Gli pneumatici pieni garantiscono una guida piacevole su diverse tipologie di superficie, mentre le finiture curate e i colori raffinati - British Green e Matt Beige - esaltano ulteriormente l'aspetto premium di Altima. Grazie al pratico sistema di chiusura, Altima mantiene un aspetto elegante anche quando è

riposto. Altima è inoltre dotato di più deflettori posizionati anteriormente, posteriormente e lateralmente.

Progettato per offrire praticità e semplicità d'uso, Altima ti permette di godere fin da subito di una mobilità sicura e confortevole.

Caratteristiche



Supporto lombare con cintura rimovibile



Borsa portaoggetti rimovibile



Maniglie di spinta regolabili in altezza



Blocco di sicurezza durante la chiusura

Dati tecnici

■ Larghezza totale	610 mm
■ Lunghezza totale	700 mm
■ Altezza totale	810 - 985 mm
■ Larghezza sedile	425 mm
■ Altezza sedile	640 mm
■ Larghezza piegata	245 mm

■ Profondità sedile	195 mm
■ Raggio di sterzata	870 mm
■ Ruote	210 x 36 mm
■ Peso	8,25 kg - 7,35 senza cestino e schienale
■ Portata massima	130 kg
■ Informazioni aggiuntive	CE

DEAMBULATORI



VERMEIREN
we care for you

286i

Rollator pieghevole a 4 ruote, dotato di cestino estraibile, tavolo in plexiglass, sedile e porta stampelle. Si può piegare in modo facile e rapido.



■ Larghezza totale	600 mm
■ Lunghezza totale	680 mm
■ Altezza totale	780-990 mm
■ Larghezza sedile	420 mm
■ Altezza sedile	560 mm
■ Peso	9,85 kg
■ Portata massima	130 kg

Quadri-Light

Rollator pieghevole a 4 ruote, con freni. Ideale per persone con problemi di deambulazione, ma in grado di utilizzare i freni in caso di perdita di equilibrio. Il sedile in tela e il supporto per la schiena permettono all'utente di sedersi e riposarsi.



■ Larghezza totale	650 mm
■ Lunghezza totale	700 mm
■ Altezza totale	805-930 mm
■ Larghezza sedile	450 mm
■ Altezza sedile	610 mm
■ Peso	7,25 kg
■ Portata massima	130 kg

Quava

Quava è un deambulatore moderno, leggero e pieghevole con freni multifunzionali. Pieghevole e compatto, è ideale per il trasporto in auto o durante i viaggi. Grazie alla cintura posteriore imbottita la persona può sedersi facilmente per riposarsi, bloccando prima i freni per sicurezza.



■ Larghezza totale	655 mm
■ Lunghezza totale	710 mm
■ Altezza totale	830 - 955 mm
■ Larghezza sedile	450 mm
■ Altezza sedile	540 mm
■ Peso	7,05 kg
■ Portata massima	136 kg

266

Struttura tubolare in acciaio verniciato blu. Ascellari imbottiti regolabili in altezza. 4 ruote da 75 mm., di cui 2 con freno. Pieghevole, per facilitare il trasporto e lo stoccaggio.



■ Larghezza totale	> 550 mm
■ Larghezza ripiegata	125 mm
■ Lunghezza totale	760 mm
■ Altezza totale	1160 mm - 1460 mm
■ Altezza ripiegata	860 mm
■ Peso	14,5 kg
■ Portata massima	120 kg

ECO-Light II

Eco-Light II rollator pieghevole con 4 ruote, con cestino, sedile imbottito e porta stampella. L'aggiunta del supporto schiena offre una maggiore sicurezza da seduti. Freni e maniglie regolabili.



■ Larghezza totale	615 mm
■ Lunghezza totale	695 mm
■ Altezza totale	800-930 mm
■ Larghezza sedile	355 mm
■ Altezza sedile	560 mm
■ Peso	7,5 kg
■ Portata massima	120 kg

ECO-Plus

Eco-Plus un rollator a 4 ruote con la regolazione dell'altezza del sedile. Fornito di serie di borsa portaoggetti, sedile imbottito e porta stampella. Il supporto per la schiena garantisce maggiore sicurezza quando si è seduti.



■ Larghezza totale	610 mm
■ Lunghezza totale	680-795 mm
■ Altezza totale	845-1020 mm
■ Larghezza sedile	360 mm
■ Altezza sedile	555 - 625 mm
■ Peso	7,5 kg
■ Portata massima	136 kg

268

Struttura tubolare in acciaio verniciato blu, ascellari imbottiti regolabili in altezza. 4 ruote da 75 mm di cui 2 con freno. Smontabile, per facilitare il trasporto e lo stoccaggio.



■ Larghezza totale	580 mm
■ Lunghezza totale	760 mm
■ Altezza totale	1160 - 1460 mm
■ Altezza del tavolo	990 - 1290 mm
■ Altezza persona raccomandata	1400 - 2000 mm
■ Peso	15,5 kg
■ Portata massima	120 kg

265

Struttura tubolare in acciaio verniciato blu. Ascellari imbottiti regolabili in altezza. 4 ruote da 75 mm., di cui 2 con freno. Smontabile, per facilitare il trasporto e lo stoccaggio.



■ Larghezza totale	> 550 mm
■ Lunghezza totale	810 mm
■ Altezza totale	1185 mm - 1485 mm
■ Larghezza sedile	510 mm
■ Altezza sedile	550 mm
■ Peso	13,7 kg
■ Portata massima	120 kg