

VERMEIREN

Linea Bariatrica



VERMEIREN ITALIA srl


Viale delle Industrie 5
20020 Arese (MI)

Tel: +39 02 99 77 07

Fax: +39 02 93 58 56 17

website: www.vermeiren.it

e-mail: info@vermeiren.it



XXL

Linea Bariatrica

V300 XXL	04	Altitude XXL	07
28	05	Coraille XXL	07
Eclips XXL	06	9062 XXL	08
Normandie XXL	07	Interval XXL 120 - 140 cm	09

V300 XXL



Modello V300 XXL

Questa carrozzina a doppia crociera ha una portata massima di Kg.170. La V300 XXL garantisce un notevole confort grazie al sedile e allo schienale tensionabili.

Portata massima
170 kg

C59
champagne

Maniglie

Sedile e schienale
tensionabili

Doppia crociera
per ulteriore resistenza


RIF. CODICE ISO

12.21.06.039 12.24.03.121 12.21.21.106 12.24.06.172 12.24.21.109
12.24.21.112 12.24.03.118 12.24.06.160 12.24.06.175



NR. REPERTORIO

672068/R



740
770
810

350

530
560
600

220-240

440-530

400

840-930

490-510-530

1085

21

170

28

Modello 28

Questa carrozzina a doppia crociera e schienale fisso ha una portata massima di Kg. 150.

Dotata di pedane pieghevoli ed estraibili, braccioli a scrivania che consentono facile accesso al tavolo ed imbottiture braccioli lunghe e comode.



Portata massima
150 kg



Versione anatomica (optional)
Portata massima Kg. 150



Sedile e schienale
in nylon nero

Doppia crociera per una
maggiore resistenza


Rotelline ai lati del
piatto pedana per
proteggere i mobili
ed i muri durante
gli spostamenti

RIF. CODICE ISO

12.21.06.039 12.24.06.172
12.24.03.118 12.24.06.175



NR. REPERTORIO
in corso



720
790

310
350

500
550

230
230

500
500

420
420

920
920

430
430

1000-1210
1000-1210

19
20

150
150

Misure in mm, pesi in kg. Sono possibili delle differenze nelle dimensioni e nel peso (15 mm, 1,5° e 1,5 kg).

Eclips XXL

Modello Eclips

Carrozzina pieghevole in alluminio con doppia crociera. La Eclips XXL garantisce un ottimo comfort grazie al sedile e allo schienale anatomici.

Questa carrozzina, dotata di ruote posteriori rinforzate, ha una portata massima di Kg.200. Trasferimento facilitato grazie al piatto pedana unico ribaltabile.



Optional - B78
Ruotine antiribaltamento



B74 - Freni a tamburo

C27
blu

Portata
massima
200 kg




RIF. CODICE ISO

12.21.06.039 12.24.06.175 12.24.03.118



NR. REPERTORIO

239873/R



850	375	600	200	530	570	1030	530	1140	38,5	200
900	375	650	200	530	570	1030	540	1140	39	200
950	375	700	200	530	570	1030	550	1140	40	200
1000	375	750	200	530	570	1030	560	1140	40,5	200

Normandie XXL



C32
giallo



C33
violetta



C34
arancio



C35
verde



C36
bordeaux



C37
blu



C38
marrone



C39
verde



C40
tussuto
blu



C41
tessuto
bordeaux



Portata
massima
350 kg

Optional Normandie



Appoggiatesta



Bracciolo per prelievi



Tavolo B12



Versione con ruote

NR. REPERTORIO
289717/R

Altitude - Coraille XXL



dartex
verde



dartex
viola
scuro



dartex
arancio



dartex
viola
chiaro



Seggiolone Altitude e Coraille XXL

Larghezza seduta 550 o 600 mm
per una larghezza totale di 790 mm.

Portata massima
150 kg

Disponibile solo con
pedana separata



NR. REPERTORIO
Altitude
12606/R

RIF. CODICE ISO
18.09.18.012
12.09.18.226
riconducibile

NR. REPERTORIO
Coraille
12607/R

RIF. CODICE ISO
18.09.18.012
12.09.18.226
riconducibile



Model

Normandie

890

740

0-220

510

1200

750

480

0-40°

780

38

350

Altitude / Coraille

790

550

230

520.540.560

1240

1120

500

-4/36°

780

37

150

790

600

230

520.540.560

1240

1120

500

-4/36°

780

37

150

Misure in mm, pesi in kg. Sono possibili delle differenze nelle dimensioni e nel peso (15 mm, 1,5° e 1,5 kg).

9062 XXL

Modello Eclips

La sedia da comodo XXL ha una larghezza seduta di 600 mm con portata massima 175 Kg.



C11
nero


Portata massima
175 kg



Vaschetta con maniglie



NR. REPERTORIO
239979/R



650

950

780

600

500

230

540

400

15

175

Interval XXL

Letto XXL

Il letto elettrico Interval XXL 3 motori è disponibile nella misura 1200 e 1400 mm. Dotato di una rete termosaldada di colore bianco. La parte delle gambe può essere regolata elettricamente mentre la sezione piedi manualmente. Portata massima: 240 Kg.




Portata massima
240 kg



Versione con sponde in metallo



NR. REPERTORIO
48005/R



1200x2000	1330	2080	370	805	-	30°	70°	30°	240
1400x2000	1530	2080	370	805	-	30°	70°	30°	240

Misure in mm, pesi in kg. Sono possibili delle differenze nelle dimensioni e nel peso (15 mm, 1,5° e 1,5 kg).

Le informazioni per i non vedenti sono disponibili su richiesta.

Tutti i diritti sono riservati, comprese le traduzioni.

Nessuna parte di questo catalogo può essere riprodotta in qualsiasi forma (stampa, fotocopia, microfilm o altre forme) senza il permesso dell'editore, sviluppato, duplicato o distribuito tramite sistemi elettronici.

© N.V. Vermeiren N.V. 2016

Distribuito da:



Catalogo riservato ai soli rivenditori.
La Vermeiren si riserva il diritto di apportare delle
modifiche su ciascun prodotto senza alcun preavviso.

Vermeiren Italia S.R.L.

Viale delle Industrie 5
20020 Arese (MI)

Tel: +39 02 99 77 07

Fax: +39 02 93 58 56 17

Website: www.vermeiren.it

E-mail: info@vermeiren.it



VERMEIREN
Mobilità illimitata