

## Simboli presenti sul prodotto

**IT**

Indicazione del modello



Codice prodotto



Numero di serie



Numero di lotto



Dispositivo medico



Produttore



Data di produzione



Dichiarazione di conformità



Attenzione: informazione importante



Si consiglia di leggere il manuale d'uso



E' obbligatorio leggere il manuale prima dell'uso



Rischio di schiacciamento delle mani



Solo per uso all'interno



Peso massimo dell'utente, in kg



Pendenza massima di sicurezza, in ° (gradi)

IT



Non utilizzare come sedile in automobile



Può essere utilizzato come sedile in automobile; indicare i punti di attacco



Velocità massima



Solo per dispositivi elettrici: Classe di protezione II



Solo per dispositivi elettrici: Non smaltire nei rifiuti domestici, affidare agli appositi servizi per lo smaltimento e raccolta differenziata!



Portata del cestino