



# NAVIX STAND UP

Carrozzina elettronica compatta per esterni a trazione anteriore. Dotata di sistema STAND UP con sedile elevabile elettricamente e schienale reclinabile elettricamente. Impianto di illuminazione. Braccioli ribaltabili regolabili in altezza, larghezza e profondità. Velocità massima 6 km/h. Pendenza superabile 9°. Autonomia 32 km. Peso massimo utilizzatore: 130 kg. Batterie 2 x 12V 50 Ah. Motori da 220W. Ruote posteriori 200 x 50 antiforatura grigi, anteriori 12" x 2 1/4 antiforatura grigi.

Riferimento Codice ISO: 12.23.06.012 (ex 12.21.27.009/12.24.03.157/12.24.03.160/12.24.03.163)  
Numero repertorio: 1294792/R

Selezionate le opzioni barrando le apposite caselle	Prezzo al pubblico	IVA
Carrozzina in esecuzione standard senza opzioni	€ 6.992,00	4

S = standard    O = Opzione senza supplemento di prezzo    □ = opzione a pagamento

## MOTORE

Motori da 220 W - velocità 6 kmh	<input checked="" type="checkbox"/>		
----------------------------------	-------------------------------------	--	--

## SEDUTA

### Larghezza sedile

40 cm (reclinazione schienale limitata a 30°)	<input type="checkbox"/>		
45 cm (reclinazione schienale completa)	<input type="checkbox"/>		

### Profondità sedile

420 mm	<input type="checkbox"/>		
445 mm	<input type="checkbox"/>		
470 mm	<input type="checkbox"/>		

### Altezza sedile

470 mm (misura senza cuscino imbottito)	<input checked="" type="checkbox"/>		
---	-------------------------------------	--	--

## JOYSTICK

Montato a destra (di serie)	<input type="checkbox"/>		
Montato a sinistra	<input type="checkbox"/>		

### Dispositivo swing-away per joystick

SE53	Dispositivo swing-away regolabile in altezza e rotante interno/esterno	<input checked="" type="checkbox"/>		
SE53Z	Dispositivo swing-away regolabile in altezza e rotante interno/esterno con spostamento verso il basso	<input type="checkbox"/>	€ 160,00	
SE53A	Dispositivo swing-away con 3 posizioni di blocco	<input type="checkbox"/>	€ 60,00	
	Joystick standard (controllo di guida, luci e 4 attuatori)	<input checked="" type="checkbox"/>		
LCD	Joystick a cristalli liquidi (controllo di guida, luci e sino 5 attuatori)	<input type="checkbox"/>	€ 600,00	
SE64	Comando a pressione per gestione attuatori fissato al bracciolo	<input type="checkbox"/>	€ 435,00	
SE64	Comando a pressione per gestione attuatori swing away	<input type="checkbox"/>	€ 450,00	

### Opzioni joystick

SE02	Posizionamento joystick su tavolo	<input type="checkbox"/>	€ 990,00	
SE04	Comando a mento	<input type="checkbox"/>	€ 1.200,00	
SE08	Comando solo per accompagnatore	<input type="checkbox"/>	€ 80,00	
SE09	Doppio comando utente/accompagnatore	<input type="checkbox"/>	€ 800,00	
SE63	Joystick con impugnatura a pallina morbida	<input type="checkbox"/>	€ 100,00	

## IMBOTTITURA BRACCIOLI

	Imbottitura braccioli in poliuretano	<input checked="" type="checkbox"/>		
	Imbottitura braccioli soft comfort	<input type="checkbox"/>	€ 22,00	
	Imbottitura braccioli in pelle artificiale	<input type="checkbox"/>	€ 40,00	
B660	Bracciolo emiplegico <b>non con B15, SE74a o SE16</b>			
	destro	<input type="checkbox"/>	€ 38,00	
	sinistro	<input type="checkbox"/>	€ 38,00	

## PEDANA

BZ10E	Pedana elettrica centrale con piatto unico (1 attuatore)	<input checked="" type="checkbox"/>		
-------	--	-------------------------------------	--	--

COLORI			opaco	lucido
C4	Rosso		<b>S</b>	○
C5	Nero		○	○
C8	Giallo		○	○
C29	Argento		○	○
C30	Grigio			○
C53	Arancione		○	○
C55	Grigio inox		○	○
C56	Blu metallico		○	○
C59	Champagne		○	○
C71	Blu brillante			<b>S</b>
C72	Rosso brillante			○
C73	Verde lime brillante			○
C76	Bianco		○	○
C78	Azzurro brillante			○
C79	Blu chiaro		○	○
C85	Verde		○	○
C87	Arancione melone		○	○
C88	Oro		○	○
C89	Marrone		○	○
	Colori a scelta con aumento di prezzo	<input type="checkbox"/>	€ 450,00	€ 450,00
TIPOLOGIA ED IMBOTTITURA SCHIENALE				
L34 soft	Schienale soft grigio preformato	<b>S</b>		
L34 Cordura	Schienale nero preformato in Cordura	<input type="checkbox"/>	€ 270,00	
L34 skai	Schienale in ecopelle nero preformato	<input type="checkbox"/>	€ 300,00	
TIPOLOGIA ED IMBOTTITURA SEDILE				
L16 + L35 soft	Sedile anatomico soft fissato a Velcro	<b>S</b>		
L16 + L35 Cordura	Sedile anatomico in Cordura fissato a Velcro	<input type="checkbox"/>	€ 270,00	
L16 + L35 Skai	Sedile anatomico in pelle artificiale fissato a Velcro	<input type="checkbox"/>	€ 300,00	
REGOLAZIONI SEDILE E SCHIENALE				
SE41	Regolazione elettrica di sedile e schienale	<b>S</b>		
RUOTE				
Anteriori				
	Cerchi in alluminio con pneumatici antiforatura grigi	<b>S</b>		
Posteriori (ruote piccole)				
	Cerchi in alluminio con pneumatici antiforatura grigi	<b>S</b>		
ACCESSORI				
B58	Cintura di sicurezza	<b>S</b>		
L55	Appoggiatesta regolabile in altezza	<b>S</b>		
L04	Pelotte di spinta			
	Destra	<input type="checkbox"/>	€ 72,00	
	Sinistra	<input type="checkbox"/>	€ 72,00	
L55	Appoggiatesta regolabile in altezza	<b>S</b>		
L58	Appoggiatesta regolabile in altezza e profondità	<input type="checkbox"/>	€ 180,00	
B15	Tavolo in plexi	<input type="checkbox"/>	€ 135,00	
SE19	Impianto luci a LED	<b>S</b>		
SE58	Agganci per fissaggio auto	<b>S</b>		
SE24	Portabicchieri	<input type="checkbox"/>	€ 50,00	
SE26	Barra di spinta	<input type="checkbox"/>	€ 50,00	
SE37	Supporti laterali per femore ( <i>sino a reclinazione schienale max 45°</i> )	<input type="checkbox"/>	€ 150,00	
SE74	Specchietto retrovisore (1 pezzo) <b>non con B660</b>	<input type="checkbox"/>	€ 30,00	
SE74A	Specchietto retrovisore swing away (1 pezzo) <b>non con B660</b>	<input type="checkbox"/>	€ 75,00	