

EXPRESS

La Express è una carrozzina elettronica da interno con doppia crociera, dotata di pedane e braccioli regolabili in altezza e in larghezza. Ha un motore potente e batterie, per garantire una guida fluida e confortevole. La Express è molto compatta, caratteristica che la rende facile da manovrare in spazi ridotti, e può inoltre essere ripiegata per agevolarne il trasporto.



		Prezzo	Immagine
Configurazione standard		€ 2.843,51	
S = standard O = opzione senza costi aggiuntivi □ = opzione a pagamento - = non possibile			

CONFIGURAZIONE

Batteria				
	38 AH	O		
	50 AH	□	€ 145,00	
Larghezza seduta				
	390 mm	O		
	420 mm	O		
	440 mm	O		
	460 mm	O		
	480 mm	O		
	500 mm	O		
Profondità seduta				
	460 mm	O		
Altezza seduta				
	530 mm	O		

Controller

D	Destra	O		
S	Sinista	O		
Swing-away				
SE53	Swing-away controller	□	€ 47,50	
Opzioni di guida				
SE11	Controller Linx (drive)	S		
	Controller Linx (drive)	O		
Opzioni controller				

SE08	Comando accompagnatore (comando posizionato sullo schienale)	☐	€ 80,00	
------	--	--------------------------	---------	---

BRACCIOLI

	Imbottitura bracciolo in PU	S		
--	-----------------------------	----------	--	---

PEDANE

B06	Pedana estraibile	S		
BA6	Pedana estraibile corta	☐		
BK6	Pedana monoblocco (piatto pedana unico)	☐	€ 52,50	
BL6	Pedana monoblocco corta (piatto pedana unico)	☐	€ 52,50	
BK7	Pedana per amputati (sinistra)	☐	€ 115,00	
BL7	Pedana per amputati (destra)	☐	€ 115,00	
BZ8	Poggiagambe regolabile in altezza e lunghezza, con pedana inclinabile, più corta di 7 cm	☐ Destra ☐ Sinistra	€ 145,00	

COLORI DEL TELAIO

C20	Blue		-	
C27	Night blue		-	
C29	Silver		-	
C55	Inox		-	
C60	Brown		-	
C71	Mirror blue		-	
C72	Mirror red		-	
C73	Mirror lime green		-	
C76	White		-	
C77	Black		-	
C78	Mirror light blue		-	
Colori aggiuntivi con costo aggiuntivo: contatta il tuo rappresentante di vendita		☐	€ 215,00	

SCHIENALE

Tipo di schienale				
L44	Rivestimento in Nylon	☐		
L44 + L14	Rivestimento in pelle artificiale (nero)	☐	€ 72,50	

SEDUTA

L16F+L15/B23	Rivestimento in pelle artificiale (skaj)	☐	€ 40,00	
L16F+B23S nylon (comb.L44)	Nylon upholstery	☐	€ 30,00	

RUOTE E PNEUMATICI

Ruote Anteriori				
8"	200x50			
	Pneumatico grigio, cerchione nero	S		
	Pneumatico grigio antiferatura, cerchio nero	☐		
Ruote posteriori (3.00 x 8)				
	Pneumatico grigio, cerchione nero	S		

	Pneumatico grigio antiferatura, cerchio nero	☐		
SELEZIONE DELL'APPOGGIATESTA				
L55	Appoggiatesta	☐	€ 150,00	
L55B + B90	Con supporto per il collo regolabile	☐ Soft Touch	€ 97,50	
L58	Appoggiatesta regolabile in altezza e profondità (regolazione continua)	☐	€ 167,50	
L58C	Appoggiatesta regolabile in altezza, larghezza, profondità e rotazione	☐	€ 205,00	
B14	Prolunga schienale	☐	€ 32,50	

OPZIONI				
B22	Cuneo divaricatore	☐	€ 52,50	
L04	Pelotte di spinta laterale non compatibile con i braccioli tipo B66	☐ Destra ☐ Sinistra	€ 42,50	
L04S	Pelotte di spinta laterale (small) non compatibile con i braccioli tipo B66	☐ Destra ☐ Sinistra	€ 42,50	
L04TL	Supporto laterale per il tronco non compatibile con i braccioli tipo B66	☐ Destra ☐ Sinistra	€ 112,50	
L04TS	Supporto laterale per il tronco - small non compatibile con i braccioli tipo B66	☐ Destra ☐ Sinistra	€ 107,50	

OPZIONI GENERALI				
B15	Tavolo in plexi	☐	€ 127,50	
B19	Cintura ferma piedi	☐	€ 37,50	
B18	Cinturino ferma talloni	S	€ -	
B31	Portastampelle	☐	€ 72,50	
B42	Rete portaoggetti	☐	€ 15,00	
B58	Cintura di sicurezza	S	€ -	
SE19	Luci a led	☐	€ 470,00	
SE35	Dispositivo supera marciapiede	☐	€ 310,00	
SE52	Reclinazione schienale 30° always in combination with B90	☐	€ 187,50	
B78	Ruotine antiribaltamento	☐	€ 45,00	

B90	Barra tenditrice	☐	€ 30,00	
-----	------------------	--------------------------	---------	---

	Soluzioni posturali - fare riferimento alla scheda d'ordine Neoflex
	Soluzioni per seduta e posizionamento - fare riferimento alla scheda d'ordine Physipro

*La disponibilità può variare in base alla regione.
Si prega di consultare il responsabile vendite per ottenere le informazioni più aggiornate sull'intera gamma di possibilità.*