



# V500 ACTIVE

La nostra serie V  
**diventa attiva**



**VERMEIREN**  
we care for you



## LEGGERA: PESO DA 11,9 KG

Grazie ai nostri sforzi, siamo riusciti a realizzare con successo un modello eccezionalmente leggero, con un peso di 11,9 kg. Questo risultato dimostra il nostro impegno volto all'innovazione, per poter fornire una carrozzina che non solo abbia un aspetto dinamico, ma offra anche una migliore mobilità e facilità d'uso.

## V500 ACTIVE


Vi presentiamo la **carrozzina attiva V500**, ideata sul concetto di successo della serie V500. Questo modello all'avanguardia offre una vasta gamma di opzioni e accessori, in grado di soddisfare le diverse esigenze, comprese quelle più avanzate.

Progettata per poter essere personalizzata dall'utente, V500 Active offre un'elevata configurabilità, garantendo la massima adattabilità alle esigenze del singolo. Grazie al look innovativo e moderno, si rivolge a coloro che cercano una carrozzina elegante e dinamica.


Garantisce comfort e adattabilità, in combinazione con l'eleganza e l'agilità di una carrozzina pieghevole attiva. La V500 Active offre una soluzione ideale per la mobilità, facilitando l'utente nello svolgimento delle proprie attività quotidiane.



**INCLINAZIONE DEL  
SEDILE REGOLABILE:**  
0° - 10°



**ALTEZZA DEL SEDILE  
REGOLABILE:**  
44\* - 47 - 50 - 53 CM



**PROFONDITA' SEDUTA  
REGOLABILE:**  
42 A 48 CM



**PEDANE ESTRAIBILI,  
RIBALTABILI VERSO  
L'INTERNO O VERSO  
L'ESTERNO**

*\*Solo con ruote posteriori da 22"*





## ALTEZZA SCHIENALE

- 30 cm
- 35 cm
- 40 cm

## MANIGLIE DI SPINTA POSSIBILITA' DI SCEGLIERE TRA 5

- Fisse (12 cm)
- Fisse corte (8 cm)
- Pieghevoli
- Fisse, regolabili in altezza, con morsetti
- Pieghevoli, regolabili in altezza, con morsetti



## BRACCIOLI

Per quanto riguarda i braccioli, è disponibile una vasta gamma di opzioni, dalle eleganti protezioni laterali in alluminio ai comodi braccioli regolabili ed estraibili progettati per il massimo comfort.

- B82S - Protezioni abiti (standard)
- B82 - Protezione abiti con parafango
- Bi5 - Bracciolo estraibile e regolabile in altezza
- Bi5A - Parafango curvo estraibile e regolabile in altezza
- Bi5SA - Parafango dritto estraibile e regolabile in altezza

## PEDANE

- E' presente una vasta gamma di soluzioni, per soddisfare le diverse esigenze degli utenti e adattarsi alle esigenze mutevoli nel tempo.

## FRENI

A spinta

Sport



## RUOTE

- 11 tipologie di ruote posteriori
- 21 tipologie di ruote anteriori
- Per trovare il giusto equilibrio tra peso, comfort e il budget.





## COLORI

Ampia gamma di colori! Ogni tonalità non solo riflette il nostro umore, ma definisce anche il nostro modo di vivere.

Cogli l'opportunità di scegliere tra una varietà di tonalità, personalizzando la tua carrozzina in modo che rappresenti la tua unicità.



C86 Grigio carbon



C79 Azzurro



C89 Rame



C85 Verde brillante



C76 Bianco

## Dati tecnici

■ Larghezza totale	590 - 620 - 640 - 660 - 680 - 700 mm
■ Altezza piegata	740 - 840 mm
■ Lunghezza totale	975 - 1035 mm
■ Larghezza piegata	310 mm
■ Larghezza sedile	390 - 420 - 440 - 460 - 480 - 500 mm
■ Parte più pesante	7,5 kg

■ Altezza sedile	440* - 470 - 500 - 530 mm
■ Altezza schienale	300 - 350 - 400 mm
■ Profondità sedile	420 - 440 - 460 - 480 mm
■ Peso (senza cuscino)	da 11,9 kg
■ Peso massimo dell'utente	130 kg
■ Informazioni aggiuntive	<b>CE</b>

\*Solo con ruote posteriori da 22". Per le dimensioni in mm, peso in kg. Sono possibili delle tolleranze ammesse (15 mm - 1,5 kg). Modifiche tecniche riservate. Immagini per il solo scopo illustrativo. Alcune funzionalità possono essere opzionali.

## VERMEIREN Italia S.R.L.

Via Ramazzotti 12  
20045 Lainate (MI)  
Italia

[www.vermeiren.it](http://www.vermeiren.it)  
[info@vermeiren.it](mailto:info@vermeiren.it)



E.R.: VERMEIREN GROUP, Vermeirenplein 1/15 - 2920 Kalmthout - Belgio - 12/2024

Per maggiori informazioni potete contattare  
il rivenditore più vicino a voi.

**VERMEIREN**  
we care for you