

Ceres 3 - Ceres 4

Colori



Modello Ceres 3 – scooter a 3 ruote

Modello Ceres 4

Il fratello piccolo del modello Carpo, è uno scooter funzionale, per l'utilizzo quotidiano.



Opzioni ed accessori a pag. 52

	km/h	km	°/%	kg	Wh
C3	9	30	8°/14%	100	3020
C4	9	30	9°/15%	100	2750

	mm	mm	mm	mm	mm	kg	V Ah	W
C3	610	1160	1270	4.00-5	420-690	92	2 x 12V / 50 Ah	470 W
C4	610	1160	1310	330 x 100	420-690	115	2 x 12V / 50 Ah	470 W

Misure in mm, pesi in kg. Sono possibili delle differenze nelle dimensioni e nel peso (15 mm, 1,5° e 1,5 kg).