



# “WHEELCHAIRS THAT MAKE A GOOD FIT”

carrozine personalizzabili

**“Realizza i tuoi sogni!”**

**- VERMEIREN**

# CARROZZINE PERSONALIZZABILI AL 100%

## PERCHÈ TNS?

In TNS siamo orgogliosi di essere la prima scelta per coloro che cercano prodotti di alta qualità, affidabilità e riconosciuti nel mercato del prodotto personalizzato. Il nostro impegno per l'eccellenza non ha eguali e ci impegniamo a differenziare ogni prodotto che realizziamo. Quando scegli TNS, non stai solo selezionando un prodotto personalizzabile fatto a mano, ma ti stai rivolgendo ad un partner di fiducia che comprende veramente le tue esigenze uniche.

Ogni carrozzina TNS è prodotta a mano in Olanda, pertanto consigliamo di effettuare la valutazione iniziale con lo specialista **VERMEIREN** di zona. TNS collabora con specialisti tecnicamente qualificati per garantire che tutte le valutazioni vengano effettuate prima di iniziare la produzione della carrozzina, affinché tutti i desideri e necessità siano presi in considerazione.



## LA BELLEZZA DELLA PERSONALIZZAZIONE

Sperimenta il massimo con il nostro servizio di personalizzazione, non solo la tua carrozzina si adatterà alle tue esigenze, ma potrai scegliere tra una vasta gamma di colori, accessori e dettagli che renderanno la tua carrozzina "unica". Il nostro obiettivo è di realizzare la carrozzina che rappresenti il tuo stile e la tua personalità, rendendo ogni momento della tua giornata il più confortevole ed elegante possibile.



Superleggera



100%  
Personalizzabile



Realizzata  
a mano



## REALIZZATA A MANO **IN OLANDA**

“TNS è un’azienda specializzata nella realizzazione di carrozzine fantastiche ed ascolta i desideri dei propri clienti sin dall’inizio. Nulla è impossibile! Non sarai mai un numero e loro cercheranno le migliori opzioni per te e la tua carrozzina.

Ho bisogno di avere una carrozzina semplice, facile da gestire ma allo stesso tempo sicura perchè viaggio molto per il mio sport (tennis da tavolo). Sono molto grata per il supporto che mi stanno dando nel mio viaggio verso i Giochi Paraolimpici 2024 a Parigi.”

**-Kelly**





# SCOPRI LA GAMMA COMPLETA



**Possibilità illimitate**

**Activator  
P7**

**Activator 2.5  
P8**

**Activator F.C.  
P9**

**Proval  
P10**

**RSX  
P11**

# Activator

Open Frame



**30 mm**

Diametro del tubo del telaio

**da 5 kg**

Peso

**Telaio in alluminio**

La carrozzina attiva open frame è normalmente più leggera rispetto ad una carrozzina pieghevole, rendendola facile da manovrare e trasportare. Activator ha un baricentro più basso per garantire maggiore stabilità e controllo quando si devono percorrere terreni irregolari.



# Activator 2.5

La più rigida



Le carrozzine “box-frame” hanno un telaio completamente saldato e creano una struttura rigida attorno al tuo corpo. Il design di Activator 2.5 garantisce un trasferimento della forza dalla parte superiore del corpo direttamente alle ruote, e pertanto migliora la performance e efficienza.

Questa caratteristica è particolarmente importante per gli utilizzatori che ricercano una Maggiore efficienza della propulsione. Un telaio rigido completamente saldato è estremamente resistente, quindi una buona scelta per gli utenti che richiedono un’elevato livello di stabilità e supporto.



**25 mm**

Diametro del tubo del telaio

**da 4,5 kg**

Peso

**Telaio in alluminio**





# Activator F.C.

La più compatta

**30 mm**

Diametro del tubo del telaio

**da 5,5 kg**

Peso

**Telaio in alluminio**



La possibilità di piegare la carrozzina permette una maggiore flessibilità in termini di spazio e durante il trasporto.

Activator F.C. è una perfetta soluzione per chi richiede una carrozzina facilmente trasportabile con tutti i vantaggi di una carrozzina attiva.

# Proval

La più leggera



**15x30 mm**

Diametro tubo ovale telaio

**da 4 kg**

Peso

**Telaio in alluminio**



Il design del mod. Proval con l'esclusiva forma ovale del tubo, combina la leggerezza a tutti i vantaggi di una carrozzina rigida box frame. Questa caratteristica unica conferisce a Proval un design minimalista e discreto dove il tuo stile di vita viene per primo.



# RSX

Il look più sportivo



Il design della carrozzina attiva RSX combinato alle prestazioni dell'ammortizzatore posteriore, la rende ottima per lo sport. Grazie alla particolare forma del telaio anteriore, puoi avere maggiore libertà di movimento e facilità nei trasferimenti. Inoltre, RSX grazie al sistema con ammortizzatore posteriore, migliora le prestazioni e comfort.



# TABELLA DI COMPARAZIONE

## Telaio

**Peso da**  
(senza ruote e cuscino)

**Schienale ribaltabile**

**Materiale**

**Crash test**

### ACTIVATOR

Open Frame



30 mm diametro  
del tubo telaio

Open frame

5 kg



Alluminio



### ACTIVATOR 2.5

La più rigida



25 mm diametro  
del tubo telaio







Box frame


4,5 kg



Alluminio



ACTIVATOR F.C.	PROVAL	RSX
La più compatta	La più leggera	Il look più sportivo
 <p>30 mm diametro del tubo telaio</p> <p>Foldable front frame</p> <p>5,5 kg</p> <p>✓</p> <p>Alluminio</p> 	 <p>15 x 30 mm diametro del tubo telaio ovale</p> <p>Box frame</p> <p>4 kg</p> <p>✓</p> <p>Alluminio</p> 	 <p>25 mm diametro del tubo telaio</p> <p>Suspension</p> <p>6,5 kg</p> <p>✓</p> <p>Alluminio</p> 





Activator 2.5

DYNAMIC

70000k Role



Baton

## CRITERI NELLA SCELTA DI UNA CARROZZINA ATTIVA



### Attività

Il primo punto da considerare è il livello delle attività svolte. Una carrozzina attiva è progettata per persone con uno stile di vita attivo e che richiedono un'elevato grado di mobilità.



### Mobilità

Anche la tua specifica esigenza di mobilità deve essere tenuta in considerazione. Per esempio, se devi percorrere terreni accidentati o scale, potrebbe essere necessaria una carrozzina con ruote più grandi od altri aggiuntivi.



### Misure del corpo

La carrozzina dovrà considerare le dimensioni del tuo corpo, incluso altezza, peso e morfologia. Questo assicura massimo comfort e supporto durante l'utilizzo.



### Stile di vita e preferenze

Il tuo stile di vita ed eventuali necessità sono da tenere in evidenza. Questo include preferenze di colore, design e altre caratteristiche, nonché accessori od opzioni personalizzate che potrebbero essere richieste.



**COSTRUIAMO CARROZZINE  
PERSONALIZZABILI AL 100%  
PER LE MIGLIORI PRESTAZIONI  
SPORTIVE CHE PUOI DESIDERARE!**







# CARROZZINE PER LO SPORT



Il nostro team crea e personalizza carrozzine da diversi decenni, e ci dedichiamo a soddisfare le vostre esigenze specifiche per lo sport ed altre attività. Ascoltando le tue esigenze come primo punto, possiamo realizzare una carrozzina che migliori le tue prestazioni nella danza, tennis, basket ed altri sports. Con una carrozzina TNS, puoi concentrarti sulla tua attività senza preoccupazione alcuna, poichè il nostro prodotto diventa una risorsa preziosa per aiutarti ad eccellere.



Contatta gli esperti **VERMEIREN** per scoprire tutte le possibilità.

**VERMEIREN**  
we care for you



distribuito da  
**VERMEIREN**



**VERMEIREN Italia s.r.l.**

Via Ramazzotti 12

20045 Lainate

[info@vermeiren.it](mailto:info@vermeiren.it)