

Eclips **XXLXL**

Colori



Carrozzina per persone obese

Carrozzina pieghevole in alluminio con doppia corciera. L'Eclips XXL fornisce subito un buon comfort, grazie alla seduta e allo schienale anatomici. La carrozzina è dotata di ruote posteriori rinforzate per garantire la portata massima di 200 kg.

La pedana unica in alluminio ribaltabile, aiuta a garantire un facile trasferimento del paziente.



200KG

Sedile e schienale anatomici



Anti-ribaltamento



Freno a tamburo

Protezioni laterali dei braccioli rinforzati

Pedana unica ribaltabile

Cinghia ferma talloni regolabile

Ampia scelta di opzioni ed accessori.


Fate riferimento alla pagina degli accessori (pag. 18) e verificate la compatibilità sulla tabella a pag. 100.

RIF. CODICE ISO

12.21.06.039 12.24.03.118
12.24.06.175

NR. REPERTORIO

239873/R



850	375	600	200	530	600	1070	540/590	1140	38,5	200
900	375	650	200	530	600	1070	540/590	1140	39	
950	375	700	200	530	600	1070	540/590	1140	40	
1000	375	750	200	530	600	1070	540/590	1100	40,5	

Misure in mm, pesi in kg. Sono possibili delle differenze nelle dimensioni e nel peso (15 mm, 1,5° e 1,5 kg).