

D200 30°

Carrozze Pieghevoli Leggere



La D200 30° è la carrozzina ideale, semplice e leggera in alluminio. Completamente pieghevole e con diverse possibilità di regolazioni.



Barra di spinta smontabile

Tela sedile e schienale imbottita

Reclinazione manuale dello schienale

- Braccioli pieghevoli ed estraibili
- Imbottiture braccioli regolabili in altezza e in profondità

Altezza sedile regolabile in 3 posizioni

Pedane pieghevoli ed estraibili

Regolazione in altezza della ruota posteriore

Altezza del sedile regolabile in 3 posizioni

Piatti pedana regolabili in angolazione


Gamma di accessori e optional.

RIF. CODICE ISO

12.21.06.039 12.21.21.106 12.24.21.109 12.24.03.118 12.24.06.163
12.24.03.121 12.24.06.172 12.24.06.160 12.24.06.175

NR. REPERTORIO

1116706/R



560	380									
580	400									
600	420									
620	440									
640	460	5° - 35°	220-240	470/500/530	420	410	430	1010	16,8	130
660	480									
680	500									
700	520									

Misure in mm, pesi in kg. Sono possibili delle differenze nelle dimensioni e nel peso (15 mm, 1,5° e 1,5 kg).

