

PLEGO



VERMEIREN
we care for you

Facile da piegare



24,5 kg

Peso totale



Esplora il mondo con Plego



Le sedie carrozzine elettroniche a volte possono essere difficili da usare e gestire a causa delle loro dimensioni ingombranti o della loro peso, soprattutto quando sei in viaggio. Ecco a voi la nostra Plego, una carrozzina elettronica pieghevole e leggera che può essere gestita in modo estremamente facile. Anche quando è piegata, la carrozzina resta in posizione verticale e può essere trasportata come una valigia.

Che tu sia semplicemente in giro per un breve viaggio, per fare shopping o per esplorare una città, Plego può essere facilmente utilizzata per esplorare il mondo, migliorando notevolmente la tua mobilità. I motoriduttori brushless da 2x250 W non sono solo silenziosi e potenti durante la guida, richiedono una manutenzione minima e sono durevoli nel tempo.

Hai bisogno di un po' di comfort urbano in più? Plego ha una varietà di optional infinite, come ad il kit luci.



PRODOTTA INTERAMENTE IN EUROPA

**PRONTO AD ANDARE
QUANDO VUOI E
DOVE VUOI!**

Costruita sulla base di oltre 65 anni di esperienza belga e interamente realizzata in Europa, questa carrozzina elettronica incarna il nostro impegno verso i massimi standard di qualità, sicurezza e comfort. Scopri di più sulle caratteristiche e sui vantaggi di Plego per migliorare la tua vita!



Facile
da riporre

In pochi passaggi Plego si trasforma in una carrozzina compatta e facile da riporre. La carrozzina può essere piegata da una sola persona senza alcuno sforzo o senza il problema di rimuovere la batteria.

Simile ad una valigia da viaggio, Plego ha quattro ruotine aggiuntive che mantengono la carrozzina in posizione verticale anche quando piegata. Queste permettono inoltre di manovrare comodamente la sedia nello spazio.

Sebbene i motori di Plego siano potenti, il peso totale della carrozzina è di soli 24,5 Kg. Gli spostamenti su strada non sono mai stati così facili. Chiudila, sollevala, e riponila nel bagagliaio di dell'atua auto senza sforzo... Sarai subito pronto per partire! I nostri ingegneri hanno fatto in modo che questa carrozzina possa essere portata ovunque tu voglia.



Fino a 21 km* 6 km/h

Con una velocità massima di 6 km/h, Plego è la scelta perfetta per vivere avventure con i tuoi amici e familiari. Offre Massimo confort per tenere il passo mentre si conversa amabilmente.

La batteria leggera agli ioni di litio ti offre un'autonomia fino a 21 km. Perfetto per una giornata fuori!

POTENZA PLEGO

La selezione del motore di Plego enfatizza la qualità, la durata e l'efficienza. Il motoriduttore brushless con potenza 2 x 250 W include un meccanismo ad ingranaggi integrato che offre efficienza e longevità rispetto ai motoriduttori a spazzole. I motori a bassa manutenzione non solo sono economici grazie al loro design, ma sono anche confortevoli e silenziosi durante la guida.



*17,5 AH BATTERIA



Hai bisogno di una batteria aggiuntiva?

Pronto per una giornata fuori? Controlla facilmente lo stato della batteria mentre sei seduto grazie al nostro indicatore di stato situato sotto il sedile. La batteria agli ioni di litio può essere bloccata in modo sicuro con una chiave antifurto e caricata separatamente dalla sedia. Non è necessario avvicinare l'intera sedia alla presa. Basta prendere la batteria e caricarla dove ti è più comodo. Importante: Plego può essere trasportata in aereo per secondo gli standard IATA*

Per goderti al meglio la tua Plego e non preoccuparti della durata della batteria, acquista una batteria aggiuntiva (12,8 Ah o 17,5 Ah) che può essere facilmente riposta sotto il sedile con la borsa portaoggetti. Controlla le opzioni a pagina 28 per vedere come puoi migliorare il tuo Plego.

*Consultare il nostro manuale per le informazioni più aggiornate.

Rimovibile
Ioni di litio
Batteria



MENO È MEGLIO

Il controller di Plego è semplice ma molto efficiente. Abbiamo scelto un controller di grande qualità prodotto da Penny&Giles per offrire il miglior comfort di guida possibile. I loro dispositivi di guida sono tra i migliori disponibili sul mercato per le carrozzine elettroniche. Le impostazioni standard del controller garantiscono un'esperienza di guida fluida e confortevole dal più autorevole produttore mondiale di controller per carrozzine elettriche. Ci siamo assicurati che chiunque potesse usare Plego. Entra e vai!

DESIGN PER UN UTILIZZO SEMPLICE E FUNZIONALE

Il controller può essere montato in modo intercambiabile a sinistra o a destra e dispone di una funzione oscillante opzionale. È possibile aggiungere ulteriori luci LED opzionali per una maggiore visibilità e sono indipendenti dal controller.

INDICATORE
DELLO STATO
DELLA VELOCITÀ

INDICATORE DI
STATO DELLA
BATTERIA

TASTO ON/OFF

CORNO

PULSANTE DI
DIMINUIZIONE E
AUMENTO DELLA
VELOCITÀ

JOYSTICK



Gita fuori porta?

Non c'è bisogno di preoccuparsi di affrontare curve strette o strette vie dello shopping. La compattezza di Plego e il raggio di sterzata ridotto ti consentono di guidare senza preoccupazioni durante la giornata. Il telaio leggero e il sistema pieghevole facile da usare sono perfetti per portare Plego ovunque tu voglia esplorare le aree urbane e interne senza preoccupazioni. Non hai l'auto? Ci siamo assicurati che Plego possa essere facilmente trasportata su un autobus o su qualsiasi altro mezzo di trasporto. Siediti e rilassati.

VAI OLTRE

Ci prendiamo cura di te

VAI IN ELETTRICO

VERMEIREN, produttore di carrozzine dal 1957, è uno dei principali attori nel mondo di dispositivi medici. Nel corso degli anni il gruppo Vermeiren si è specializzato nella produzione di carrozzine, letti di degenza, sedie a conchiglia, sedie comfort e qualsiasi altro prodotto che possa accompagnare un paziente o un utente nel mantenimento della sua autonomia e mobilità.

A casa

Quando e dove utilizzare Plego dipende completamente da te. Questa carrozzina leggera e pieghevole può essere riposta quando non ti serve o può essere utilizzata per l'uso quotidiano in spazi interni. Muoviti con facilità negli spazi ristretti di casa, sui trasporti pubblici o in contesti urbani.

Con una larghezza di soli 59,5 cm Plego si adatta facilmente alla maggior parte delle porte in Europa ed evita di graffiare gli stipiti o altri spazi ristretti. Non hai bisogno del tuo Plego a casa? Conserva la tua carrozzina elettrica al riparo dalla polvere con la nostra copertura Plego (opzionale).



Plego è stata progettata con un'eredità di oltre 65 anni di esperienza nel campo delle carrozzine. Anche con caratteristiche standard offrono comfort e versatilità ottimali per tutti gli utenti. Sia lo schienale che il sedile sono rivestiti in tessuto 3D Net per ottimizzare il flusso d'aria, il comfort e la traspirabilità.



LA COMPAGNA PERFETTA PER L'AVVENTURA

Nella parte posteriore di Plego troverai una tasca standard inclusa, perfetta per un laptop o qualche materiale di lettura.

Non c'è abbastanza spazio? Ci sono anche due tasche aggiuntive situate sotto il sedile per il tuo shopping. Scoprirai che Plego ha un robusto telaio in alluminio per resistere all'usura quotidiana come nessun altro.

La pedana monoblocco pieghevole può essere regolata in due posizioni di altezza e svolge una duplice funzione. Non solo fornisce supporto quando si è seduti, ma protegge anche il telaio e la batteria durante il trasporto della carrozzina in posizione piegata.



C77

Nero Lucido

Il nero, sinonimo di sofisticazione senza tempo, evoca un senso di mistero ed eleganza.

Incarna potere e autorità, simboleggiando spesso formalità e prestigio. Nella moda e nel design, agisce come una tela versatile, potenziando l'impatto di altre colorazioni aggiungendo un tocco di raffinatezza a qualsiasi contesto.



C88G

Oro Lucido

L'attrazione radiante dell'oro è sinonimo di ricchezza, lusso e realizzazione.

Incarna prosperità e successo, illuminando il percorso verso l'opulenza. Come simbolo dell'abbondanza, l'oro trascende il tempo e la cultura, lasciando un bagliore di sfarzo e grandiosità.



C56G

Blu Metallico

Il blu metallico rappresenta una fusione di modernità e innovazione, incarnando l'estetica elegante e tecnologica del futuro.

Questo colore fresco e futuristico cattura con il suo senso di precisione ed efficienza. In diverse industrie, riflette design e tecnologia all'avanguardia, simboleggiando progresso e adattabilità.



C52

Turchese Lucido

La tonalità calmante del turchese abbraccia tranquillità ed equilibrio.

La sua capacità lenitiva invoca le qualità della natura, somigliando alle acque incontaminate dei paradisi tropicali. Come colore di rinnovamento e rigenerazione, favorisce sensazioni di benessere e crescita spirituale.



C87G

Arancione Melone Lucido

L'arancione melone irradia calore ed entusiasmo, infondendo l'ambiente con una esplosione di energia e gioia.

Questa tonalità vibrante è associata a creatività e giocosità, rendendola una scelta perfetta per incontri vivaci e progetti artistici. Incarna lo spirito di celebrazione e allegria.



C4G

Rosso Lucido

Il rosso accende le passioni in noi, rappresentando amore, energia ed eccitazione.

Questa tonalità audace e vibrante cattura l'attenzione senza sforzo, che sia nel campo del romanticismo, dell'arte o del design. Simboleggia determinazione e coraggio, risuonando con l'essenza ardente dello spirito umano.



B64 BORSA PORTAOGGETTI
SOTTO IL SEBILE



B63 BORSA PORTAOGGETTI
DIETRO IL POGGIAPIEDI



SE19 LUCI



POGGIATESTA




ESE45 COPERTURA
PORTAOGGETTI

Opzioni

Per soddisfare una vasta gamma di preferenze ed esigenze, abbiamo offerto molteplici opzioni alla tua Plego. Parcheggia la tua Plego o arricchiscila con alcune funzionalità aggiuntive più adatte a te e alle tue esigenze.



BATTERIA AGGIUNTIVA
12,8 AH O 17,5 AH



Vermeiren.fm

PLEGO



VERMEIREN

playlist di viaggio



ASCOLTAMI TRAMITE SPOTIFY

PLEGO

Dati tecnici

■ Larghezza totale	595 mm
■ Lunghezza totale	1000 mm
■ Altezza sedile	530 mm
■ Larghezza sedile	450 mm
■ Profondità sedile	430 mm
■ Altezza dello schienale	460 mm

■ Batterie	12,8 Ah - 24 V o 17,5 Ah - 24 V
■ Motore*	2 x 250 W
■ Velocità*	6 km/h
■ Autonomia	15 km o 21 km
■ Peso	24,5 kg
■ Peso massimo dell'utente	130 kg

* Campo teorico, calcolato secondo gli standard UE in condizioni ideali.

* Le velocità e l'autonomia possono variare (circa 15%)

VERMEIREN Italia S.R.L.

Via Ramazzotti 12
20045 Lainate (MI)
Italia

www.vermeiren.it
info@vermeiren.it

Per maggiori informazioni potete contattare
il rivenditore più vicino a voi.

