

The logo features a stylized blue 'C' with a white eye-like shape inside, followed by the text 'ECLIPS X2 KIDS' in a bold, blue, sans-serif font.

# ECLIPS X2 KIDS

Carrozzina pieghevole e leggera,  
realizzata in alluminio.





## Compatta e versatile

Compatta e versatile, **Eclips X2 Kids** è una carrozzina dotata di tutte le caratteristiche per adattarla alle esigenze personali dell'utente.

**Eclips X2 Kids** è completamente pieghevole per un facile trasporto ed è disponibile nel colore rosso, accattivante e alla moda.

Dotata di freni, schienale pieghevole e cintura di sicurezza. Disponibile nelle larghezze di seduta 32 e 36 cm.





Schienale pieghevole



Molto compatta



BZ7 – pedane elevabili - opzionale





## Prodotti pensati su misura per te

Il nostro principio di base è: la carrozzina deve essere adattata a te, non il contrario. Ecco perché le nostre carrozzine sono pensate per essere una risposta alle esigenze specifiche dell'utente.

Tutti i tipi di carrozzine possono essere regolate, avere numerose opzioni e possono essere completamente personalizzate in modo da essere adattate alle esigenze del singolo utente. Questo è il risultato della nostra continua ricerca ed esperienza dal 1957.

## Qualità garantita

Per quanto riguarda la qualità, **Eclips X2 Kids** è conforme alle norme più elevate, stabilite da istituti di prova certificati nella maggior parte dei paesi europei.

## Dati tecnici

■ Larghezza totale	520 mm
■ Altezza totale	930 mm
■ Lunghezza totale	830 mm
■ Larghezza piegata	320 mm
■ Larghezza sedile	320 - 360 mm
■ Altezza bracciolo	190 mm

■ Altezza sedile	440 mm
■ Altezza schienale	330 mm
■ Profondità sedile	320 mm
■ Peso	13,6 kg
■ Portata massima	60 kg
■ Informazioni aggiuntive	CE

Misure in mm e kg. Sono possibili variazioni di dimensioni e peso (15 mm e 1,5 kg). Salvo modifiche tecniche. Immagini solo a scopo illustrativo. Alcune funzioni potrebbero essere opzionali.

## VERMEIREN Italia S.R.L.

via Ramazzotti, 12  
20045 Lainate MI  
Italia

[www.vermeiren.it](http://www.vermeiren.it)  
[info@vermeiren.it](mailto:info@vermeiren.it)



Per maggiori informazioni potete contattare  
il rivenditore più vicino a voi.

**VERMEIREN**  
we care for you