



# JAZZ S50 KIDS

**Carrozzina standard pieghevole** per bambini/ragazzi.  
Colore telaio C91 verde mela. Rivestimento in nylon nero.  
Ruote posteriori da 22" estraibili in PU nero, ruote anteriori da 6" in PU nero. Pedane estraibili e ribaltabili, braccioli B03 a scrivania.

Riferimento codice ISO: 12.22.03.003 (ex 12.21.06.036)

Numero repertorio: 2304503/R

## Selezionate le opzioni barrando le apposite caselle

Prezzo al pubblico IVA

Carrozzina in esecuzione standard senza opzioni	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 473,37	4
<input checked="" type="checkbox"/> = Esecuzione standard		<input type="checkbox"/> = Opzione senza supplemento di prezzo	

## SEDUTA

### Larghezza sedile

cm.32	<input checked="" type="checkbox"/>		
cm.36	<input type="checkbox"/>		

### Profondità seduta

cm.32	<input checked="" type="checkbox"/>		
-------	-------------------------------------	--	--

### Altezza del sedile da terra

cm. 41	<input checked="" type="checkbox"/>		
--------	-------------------------------------	--	--

## SPECIFICHE E RIVESTIMENTO SEDILE

### Tipo di sedile

Fisso	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
-------	-------------------------------------	--------------------------	--

### Rivestimento sedile

Nylon	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
-------	-------------------------------------	--------------------------	--

## MANIGLIE DI SPINTA E SPECIFICHE SCHIENALE

### Altezza schienale

34 cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
-------	-------------------------------------	--------------------------	--

### Maniglie di spinta

Maniglie di spinta 11 cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
--------------------------	-------------------------------------	--------------------------	--

## SCHIENALE

Fisso	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
-------	-------------------------------------	--------------------------	--

## RIVESTIMENTO SCHIENALE

Nylon	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
-------	-------------------------------------	--------------------------	--

## RUOTE

### Ruote anteriori

Piena PU nera 6"		<input type="checkbox"/>	
------------------	--	--------------------------	--

### Ruote posteriori

Piena PU nera 22" - con estrazione rapida	<input checked="" type="checkbox"/>		
---	-------------------------------------	--	--

## FRENI

Freni standard	<input checked="" type="checkbox"/>	-	
----------------	-------------------------------------	---	--

## BRACCIOLI

B03 Braccioli a scrivania	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
---------------------------	-------------------------------------	--------------------------	--

## PEDANE

B06 Pedane estraibili standard	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
--------------------------------	-------------------------------------	--------------------------	--

Pedane elevabili articolate			
-----------------------------	--	--	--

BZ8L L sinistra	<input type="checkbox"/>	€ 40,00	
-----------------	--------------------------	---------	--

BZ8R R destra	<input type="checkbox"/>	€ 40,00	
---------------	--------------------------	---------	--

## COLORI

C91 Verde mela	<input checked="" type="checkbox"/>		
----------------	-------------------------------------	--	--