



# INOVYS EVO - E

Seggiolone polifunzionale **versione elettrica**, azionabile con telecomando dall'operatore e dall'utilizzatore, con schienale reclinabile e sedile basculante. Peso della carrozzina: 44 kg, peso massimo utilizzatore: 135 kg. Rivestimento in Dartex, telaio in acciaio. Ruote posteriori da 24" x 1 3/8 piene krypton soft o nella versione da transito con ruote da 400 mm, ruote anteriori 200 x 50 piene krypton soft. Pedane estraibili e regolabili in estensione BZ7. Braccioli regolabili in altezza e larghezza, estraibili. Sedile anatomico imbottito e schienale anatomico avvolgente imbottito o tensionabile. Appoggiatesta L58 imbottito con regolazioni varie.

**Riferimento Codice ISO: 12.22.18.009**  
**(ex18.09.18.012/18.09.18.202/18.09.18.205/18.08.18.214/18.09.18.220/18.09.18.235)**  
**Numero repertorio: 1673759/R**

<b>Selezionate le opzioni barrando le apposite caselle</b>		<b>Prezzo al pubblico</b>	<b>IVA</b>
Carrozzina in esecuzione standard	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 2.220,00	4
<input checked="" type="checkbox"/> = Esecuzione standard		<input type="checkbox"/> Opzione senza supplemento di prezzo	
<b>SEDUTA</b>			
<b>Larghezza sedile</b>			
	40 cm regolabile	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	45 cm regolabile	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	50 cm regolabile	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>SEDILE</b>			
	sedile imbottito anatomico in Dartex	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>SCHIENALE</b>			
	regolabile da 55 cm a 58,5 cm	<input checked="" type="checkbox"/>	
L34	schienale imbottito anatomico avvolgente in Dartex	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
L44	schienale tensionabile	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>COLORI</b>			
C89	Telaio bronzo, rivestimento Dartex nero	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>BRACCIOLI</b>			
	Bracciolo comfort	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>KIT ASSEMBLATI SULLA CARROZZINA</b>			
"T30"	Modello ruote da transito mm 400	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24"	Modello ruote da 24" estraibili	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>ACCESSORI PER INOVYS II-E</b>			
B22	cuneo divaricatore <b>Rif. Codice ISO 18.09.18.223</b>	<input type="checkbox"/>	€ 62,00
B12A	tavolo in plastica (solo c/braccioli imbott.) (ex 12.24.15.112)	<input type="checkbox"/>	€ 130,00
L04-L44	spinta laterale per schienale tensionabile L44 (ex 18.09.18.211) al paio	<input type="checkbox"/>	€ 118,00
L04-L34	spinta laterale per schienale imbottito L34 (ex 18.09.18.211) al paio	<input type="checkbox"/>	€ 118,00
L04S-L44	spinta laterale small per schienale tensionabile L44 (ex 18.09.18.211) al paio	<input type="checkbox"/>	€ 118,00
L04S-L34	spinta laterale small per schienale imbottito L34 (ex 18.09.18.211) al paio	<input type="checkbox"/>	€ 118,00
B74	dispositivo freno a tamburo montato	<input type="checkbox"/>	€ 196,00
BK6 P	piatto pedana unico senza tubo mis. 35-40-45-50	<input type="checkbox"/>	€ 89,00
	Caricabatteria	<input type="checkbox"/>	€ 85,00
	Batteria	<input type="checkbox"/>	€ 198,00