



# INOVYS EVO - F

**Base per sistema di postura** completa di braccioli imbottiti regolabili in altezza e larghezza, estraibili e pedane divise multifunzionali, estraibili e regolabili in estensione BZ8C, con schienale reclinabile e sedile basculante. Peso della base: 30 kg, portata massima: 135 kg (utilizzatore + sistema posturale). Telaio in acciaio. Ruote posteriori da 24" x 1 3/8 piene krypton soft o nella versione da transito con ruote da 400 mm, ruote anteriori 200 x 50 piene krypton soft.

Riferimento Codice ISO: 12.27.04.003 (ex 18.09.39.006 – 18.09.39.030 (x 2) – 18.09.39.036 (x 2) – 18.09.39.133 – 18.09.39.103)

Numero repertorio: 2399908/R

<b>Selezionate le opzioni barrando le apposite caselle</b>		<b>Prezzo al pubblico</b>	<b>IVA</b>
Carrozzina in esecuzione standard	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 1.211,69	4
<input checked="" type="checkbox"/> = Esecuzione standard		<input type="checkbox"/> Opzione senza supplemento di prezzo	
<b>SEDUTA</b>			
<b>Larghezza sedile</b>			
	35 cm regolabile	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
	40 cm regolabile	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
	45 cm regolabile	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
	50 cm regolabile	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
<b>COLORI</b>			
C69	Telaio bronzo, rivestimento Dartex nero	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>BRACCIOLI</b>			
Braccioli comfort Dartex regolabili in altezza e larghezza		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
<b>KIT ASSEMBLATI SULLA CARROZZINA</b>			
"T30"	Modello ruote da transito mm 400	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
24"	Modello ruote da 24" estraibili	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
<b>ACCESSORI PER INOVYS II-F</b>			
L58 Soft	Appoggiatesta soft con varie regolazioni	<input type="checkbox"/>	€ 180,00
Cod.1913740	Morsetto universale aggancio al telaio per appoggiatesta L58 Soft	<input type="checkbox"/>	€ 90,00